


Equipos de Infusión



➤ MP-60

- Bomba de infusión modular de 1 Canal
- Múltiples Programas de Infusión
- Pantalla Táctil
- Batería Recargable de Litio
- Bomba Peristáltica
- Protección contra Flujo Libre
- Mecanismo de Puerta Motorizada
- Compatible con múltiples set de infusión

Especificaciones Técnicas

Nombre: Equipo de Infusión MP60

Modos de Infusión: Modo Tasa
 Modo Tiempo
 Modo Peso
 Modo Peso estándar
 Modo Goteo (Requiere de Sensor de Goteo)
 Modo secuencia
 Modo Relevó (Requiere de Estación Modular)

Alimentación: 100-240 VAC
 Entrada DC 12V
 Batería recargable Interna
 (5 horas de trabajo continuo)

Dimensiones: 202 (ancho) x 74 (alto) x 133 (profundo) mm

Peso: 1.2 Kg (incluyendo batería)

Precisión: +/- 5%

Rango de Ajuste de Flujo/ Gotas: 0,1 – 1200,0 ml/hr Flujo (Set de 20d/ml)
 0 – 400 d/min Gotas (Set de 20d/ml)
 0,1 – 400,0 ml/hr Flujo (Set de 60d/ml)
 1 – 400 d/min Gotas (Set de 60d/ml)

Incrementos de 0.1 ml/h o 1 d/min

Rango de Ajuste de Volumen: 0.0 – 99.999,9 ml

Purga: 400 ml/hr (Set de 20d/ml)
 200 ml/hr (Set de 60d/ml)

Bolos: 35,0 – 1200,0 ml/hr (Set de 20d/ml)

KVO: 0,1 – 5,0 ml/hr

Nivel de Oclusión: 3 niveles (I, II, III)
 I: 300 +/- 100 mmHg
 II: 550 +/- 150 mmHg
 III: 900 +/- 200 mmHg

Alarmas: Finalización Cercana
 Medicamento Agotado
 Infusión Finalizada
 Alarma de Oclusión
 Batería Baja
 Batería Agotada
 Sin Batería
 Sin fuente de Energía
 Puerta Abierta
 Aire en Línea
 Sin Sensor de goteo
 Sin señal de goteo
 Error de goteo
 Alarma de Recuerdo
 Alarma de Auto Test
 Alarma Infundiendo

Accesorios Opcionales: Sensor de Goteo (Para Modo Goteo)
 Estación Modular (Para Modo Relevó)
 Escáner de Código de Barras

Características de Hardware: Diseño Modular
 Pantalla Táctil
 Estilo Smart Phone
 Cambio de Flujo en Tiempo Real
 Purga
 Memoria Última Configuración
 Fácil apertura de Puerta
 Perilla de Ajuste Multiposición
 (4 formas de Conexión)

Seguridad y Confianza: Protección de la Guía de Riel
 Detección de Error de Flujo
 Protección contra Flujo libre en la Bomba
 KVO (Mantenimiento de Vena Abierta)
 Bloqueo de Pantalla
 Recuerdo de Inicio
 Nivel de Alarma (5 niveles)

Características de Software: Modo Nocturno
 Nivel de Luz de fondo intercambiable (5 niveles)
 Estilo de Fondo intercambiable (7 fondos)
 Función Stand By
 Función de Ampliación de Fuente
 Recordatorio de Mantenimiento
 Registro de Historia (hasta 1000 eventos)
 Administración de información del Paciente

Conexión: Tres (3) Puertos USB para conexión de
 Sensor de Goteo, fuente de poder 12 VDC,
 Estación modular o escáner de código de
 Barra.

