

Dopplers

dopplers
dopplers

INN BIO
INNOVACIÓN BIOMEDICA S.A.S.



➤ Sonotrax Basic A

Diseño Ergonómico, Compacto y Liviano.

Con "Backlight" Luz de fondo.

Indicador de Nivel de Bateria.

Parlante Incluido.

Operacion con Bateria 9VDC.

Presición el la Medición de la Fetocardia, ofreciendo un sonido mas claro.

Transductor Ultrasonico Tamaño Compacto.

Especificaciones Tecnicas

Pantalla: LCD de 45x25mm.

Rango: 50 ~ 210bpm.

Resolución: 1 bpm.

Tiempo de grabación: 240s.

Potencia de salida de audio: 0.5W.

Apagado automático: 1 minuto sin señal o sin operación.

Tamaño: 32 (profundidad) x 85 (ancho) x 138 (altura) mm.

Peso: 290 ± 5 g (incluyendo una batería).



Modelos	Sondas intercambiables	Pantalla	Grabador de audio	iluminacion	A prueba de agua	Auto deteccion de transductor	Estatus de batería	Indicador de batería baja	Recargable
<i>SonoTrax Lite</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>
<i>SonoTrax Basic</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>
SonoTrax Basic A	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>
<i>SonoTrax Pro</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>
<i>SonoTrax II</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
<i>SonoTrax II Pro</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>
Accesorios opcionales	<i>Batería recargable Li-ion, cargador, auriculares, bolsa de transporte, batería alcalina de 9 V, adaptador, batería Ni-MH, la sonda (2MHz, 3MHz, 4 MHz, 5 MHz, SA 1Hz)</i>								