

Sistema Holter

Sistema Holter

SE-2003

Holter de 3 canales.



Forma de onda en tiempo real
Una batería dura hasta 8 días de monitoreo
Compatible con memoria SD
Detección de marcapasos

3
Canales
7 leads.

50g
Peso

SE - 2003 Holter grabadora digital 3 canales

El sistema le ofrece una grabadora digital ligera y compacta, así como un software de análisis rápido y potente, flujo de trabajo optimizado y parámetros ajustables para satisfacer sus diferentes necesidades clínicas.

Alcanza el grado de protección hasta IP27, con la intención de evitar daños inesperados causados por el agua o el polvo, lo que maximiza la libertad de los pacientes en su vida diaria, incluso en el momento de la ducha.

Características

- 3 canales de grabación digital
- Pantalla con visualización de forma de onda en tiempo real
- Diseño ligero y compacto solo: 50 g
- Hasta 8 días de grabación con una sola batería
- Nivel IP27 de prueba de agua y polvo
- Detección de marcapasos
- Frecuencias de muestreo ajustable



Holter software

Procesamiento de datos

- Carga rápida de datos: menos de 20 segundos
- Procesamiento rápido de datos de hasta 8 días de ECG
- Descarga de datos vía USB o micro SD


Análisis Avanzado

- Análisis de Fibrilación Auricular / Flutter (A FIB / FLUT)
- Análisis de Variabilidad de Frecuencia cardiaca (HRV)
- Análisis de Turbulencia de Frecuencia Cardiaca (HRT)
- Análisis de Obstrucción de Apnea de sueño (OSA)


Funciones avanzadas




Análisis de Fibrilación Auricular / Flutter (A FIB / FLUT)



Análisis de Variabilidad de Frecuencia cardiaca (HRV)



Análisis de Turbulencia de Frecuencia Cardiaca (HRT)



Análisis de Obstrucción de Apnea de sueño (OSA)