

Mesas de Cirugía

mesas de cirugía

de  
cirugía

**INN BIO**  
INNOVACIÓN BIOMEDICA S.A.S.



## Novel 330T

Mesa manual

Sistema hidráulico de elevación.

Mesa Totalmente manual.

Fabricada en acero inoxidable.

Radio traslúcida para toma de RX con arco en C.

Para cirugías en general.

Fácil Operación.

## Especificaciones Técnicas

## SERIE 330T

La serie de mesas quirúrgicas móviles 330T son totalmente manuales operadas para la operación fácil y eficaz con el fin de facilitar el acceso a cualquiera de los equipos quirúrgicos o el brazo-C y garantizar la seguridad y comodidad del paciente.

Las mesas quirúrgicas son de accionamiento hidráulico de elevación y mecanismo de engranaje que funciona en todas las articulaciones a través de mesa de control de posición de cabecera. Esto evita perder tiempo en busca de los mandos situados sobre la mesa, o distribuir el equipo quirúrgico, cuando la tabla se debe ajustar en cualquier procedimiento quirúrgico, además de que está disponible a un precio muy atractivo.

## Especificaciones:

Longitud de la mesa (incluyendo cabecera)	1.960 mm
Ancho de la mesa (con rieles laterales)	500 mm (19.7")
Alto de la mesa (arriba/abajo)	740-950 mm
Cabecera (arriba/abajo)	60°/90°
Braceras (arriba/abajo)	90°/5°
Piñeras (arriba/abajo)	0°/90°
Piñeras (posicion horizontal)	0°-90°
Trendelenburg / trendelenburg inverso	25° / 25°
Inclinación Lateral (izq/der)	20° / 20°
Flexion/deflexion	185° / 90°
Máximo peso de paciente	120 kg

## Manivela Izquierda:

El control de la placa posterior de arriba / abajo y flexión / posicionamiento reflejo.

## Bloqueo de posicionamiento Vertical y horizontal

Para las placas de los pies.

## Control de Rotacion de la Mesa

Provee de 360° base especial para los procedimientos quirúrgicos u ocasión para facilitar el acceso y el espacio máximo para cualquiera de los equipos quirúrgicos o de la unidad de rayos X arco en C.

## Manivela derecha:

El control de Trendelenburg / Trendelenburg inverso e inclinación izquierda / derecha.

## Bloqueo Central Mecanismo de Piso:

Fácil, firmemente fijar la tabla en su lugar.

## Grandes Ruedas giratorias:

Proporcionar una excelente movilidad.

## Bomba de aceite pedal plegable:

Control de elevación y descenso de mesa.

