

DISEÑO
TODO
EN UNO



SD1 Doppler Ultrasonico de bolsillo

El modelo SD1 de EDAN compensa las limitaciones ocasionadas por el ángulo y la profundidad del corazón fetal. El usuario puede localizar la señal de frecuencia cardiaca fetal de forma más rápida y fácil.

Su nivel bajo de radiación permite que su aplicación sea más segura y cómoda. Además de su uso clínico profesional, puede utilizarse de manera personal durante el embarazo.



Cotizaciones:  01 (222) 243 9803

 informes@edandiagnostics.com

 edandiagnostics.com



Características



- ✔ Diseño todo en uno
- ✔ Altavoz incorporado
- ✔ Pantalla digital de FHR
- ✔ Panel táctil para fácil control
- ✔ APP incorporada
- ✔ Acceso a Android o IOS para rastrear el desarrollo del bebé
- ✔ Transductor de 3MHz para detectar el latido del corazón fetal
- ✔ Baterías AA normales para fácil reemplazo
- ✔ Apagado automático para ahorro de energía
- ✔ Volumen ajustable
- ✔ Tecnología de onda de pulso



Aplicación disponible en

