




XHZ-90P

EQUIPO DE FOTOTERAPIA
DE BILIRRUBINA NEONATAL

Stock code [300314]


DAVID

Breve introducción

- LED azul como mayor fuente de luz y mezclada con luz LED amarilla para suavizar la irradiación de la luz;
- Equipo de fototerapia intensiva, amplia área efectiva de tratamiento, encuentra AAP guías para fototerapia intensiva;
- La intensidad de la radiación puede ser ajustada entre alta o baja dos diferentes niveles;
- El ángulo del módulo de la lámpara puede ser ajustado;
- Luz radiante equipada con sistema de ventilador refrescante el cual asegura una baja radiación térmica;
- Opcional para incubadora infantil y calentador radiante infantil;
- Altura vertical y posición horizontal del módulo de la lámpara puede ser ajustado;
- Con temporizador y bloqueador de las llantas.



Configuración estándar

Módulo de lámpara y plataforma móvil

Requisitos de operación

Rango de temperatura: 15°C~35°C

Humedad relativa: 30%~75%RH

Presión atmosférica: 700hPa ~ 1060hPa

Especificaciones

Suministro de energía: AC220V~230V/50Hz o AC110~120V/50~60Hz, 75VA

Fuente de luz: LED azul y amarilla

Rango de longitud de onda dominante de luz azul: 450~470nm

Rango de longitud de onda dominante de luz amarilla: 585~595nm

Área de superficie efectiva: 50 cm x 25 cm

Tiempo de vida de LED: 20000 horas

Área de la superficie efectiva de radiación general de la bilirrubina (distancia de radiación 30 cm):

Modo de alta radiación: $\geq 3.6 \text{ mW/cm}^2$

Modo de baja radiación: $\geq 2 \text{ mW/cm}^2$

Uniformidad de la radiación total de la bilirrubina: > 0.4

Rango ajustable de la altura del módulo de la lámpara: 1350mm~1680mm

Rango ajustable para el ángulo de radiación del módulo de la lámpara: 0° ~60° arriba del horizontal y puede ser bloqueado

Ángulo del temporizador incorporado: 0~99999.9 horas

Ruido durante funcionamiento: $\leq 50\text{dB(A)}$

Empaquetado del producto

Empaque: la unidad entera está empaquetada dentro de una caja de cartón.

Tamaño: 1375 mm x 685 mm x 2230 mm

Peso bruto: 23 Kg



Ningbo David Medical Device Co., Ltd

Centro de Marketing: Bldg No. 5 Wisdom Garden, #98 Chuangyuan Rd, Yinzhou Dist, Ningbo, China

Tel: 0086-574-8780 0008 or 8780 0007

/Fax: 0086-574-8780 3714

E-mail: sales@nbdavid.com

/Web.: www.nbdavid.com

/P.C.: 315048