

Monitores multiparámetros

INN BIO
INNOVACIÓN BIOMÉDICA S.A.S.

Monitor de Paciente **iM20**



Como un módulo multi-parámetros para los monitores de la serie elite V y un monitor de transporte, el iM20 proporciona una solución de vigilancia completa y continua tanto dentro como fuera del hospital, conectando el cuidado ambulatorio y el cuidado intensivo.


EDAN
A world of potential



Monitores multiparámetros

Monitor de Paciente **iM20**

5"



Configuraciones de Parametros

- * Algoritmo iSEAP de ECG optimizado para la detección de arritmias, detección de marcapasos y la medición de HR
- * Algoritmo SEMIP™ de diagnóstico para 12 derivaciones de ECG con 208 tipos de resultados en configuración opcional
- * Algoritmo iMAT™ de SpO con excelente rendimiento de resistencia al movimiento y baja perfusión
- * Intensidad de la Señal (SI) mide como el nivel de perfusión de la sangre
- * Nellcor SpO₂ con la tecnología SatSeconds opcional
- * Algoritmo iCUFFS™ NIBP optimizado para pacientes cardíacos, pacientes hipertensos y pacientes neonatales
- * SunTech NIBP con la tecnología TMT Advantage opcional
- * Presión arterial invasiva de 2 canales opcional con la función de superposición de ondas
- * Módulo EFM con la tecnología Respirationics LoFlo incorporada opcional
- * Monitorización de temperatura de 2 canales

Monitores multiparámetros

INN BIO
INNOVACIÓN BIOMÉDICA S.A.S.

Diseñado como un monitor de transporte robusto, el iM20 es un compañero sólido en las condiciones más duras.

Con protección contra el agua y polvo de IP44, el iM20 es excepcional para la práctica médica en campo, desde el cuidado de emergencia normal en lluvia, hasta el control de desastre con entornos polvorientos.

Diseñado con resistencia de choque de 1,2 metros, las caídas e impactos involuntarios no interrumpirán el monitoreo, ni tampoco el viaje lleno de baches en la carretera en mal estado o zonas montañosas.

Con la capacidad de resistir temperaturas extremas y altitudes, el iM20 se puede utilizar en zonas montañosas frías, así como lugares tropicales calientes.



Kit de Montaje



Banda para Riel de Cama



Banda de Transporte



Bolsa de Transporte



Diseño portátil



Operación táctil completa



A prueba de agua y polvo



Resistencia a golpes



Batería de iones de litio recargable



Diseño sin ventilador



Memoria incorporada



iM20

Monitor de Paciente

Acerca de Edan

Edan es una compañía médica dedicada a mejorar la condición humana en todo el mundo al ofrecer productos médicos y servicios orientados al valor, innovadores y de alta calidad. Durante más de 20 años, Edan ha sido pionera en una comprehensiva línea de soluciones médicas que abordan una amplia gama de prácticas de atención médica, incluyendo:

- ECG de Diagnóstico
- Imágenes de Ultrasonido
- Diagnóstico In-Vitro
- Monitoreo de Paciente
- Pruebas Point-of-Care
- Veterinaria
- Obstetricia y Ginecología

Los profesionales de la salud en todo el mundo dependen de las innovadoras tecnologías médicas de Edan y de un excelente soporte al cliente.



Kengzi Subdistrict, Pingshan District, Shenzhen | 518122, P.R. China
+86.755.26898326 | www.edan.com.cn | info@edan.com.cn

