



➤ SXT-5A

Alto vacío, alto flujo, buen rendimiento.

Con control regulable de flujo.

Posee protección de sobreflujo.

Recipiente de secreciones de 1 Litro.

Material plástico transparente autoclavable.

SXT-5A ◀

INN BIO
INNOVACIÓN BIOMEDICA S.A.S.

Especificaciones Tecnicas

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Maximo Vacio: | 600mmHg |
| Rango de Vacio: | 150mmHg - 600mmHg |
| Velocidad de Flujo: | 20 L / Min. |
| Nivel de Ruido: | < ó igual a 60dB |
| Capacidad del recipiente: | 1000mLtr. |
| Peso: Peso Neto: | 6.0 Kg |
| Dimensiones: | 21Cm x 14Cm x 30Cm. |
| Peso Bruto: | 4.0 kg |
| Suministro de Poder: | AC 110 V +/- 10%, 60Hz |
| Potencia de Entrada: | 110VA |

Accesorios Incluidos:

Recipiente de secreciones, Filtro, Manguera de Succión, Manual de Usuario.

