

Succionadores

succionadores

INN  BIO

INNOVACIÓN BIOMEDICA S.A.S.



➤ YX980D

- Aspirador de cirugía transportable.
- Alto vacío.
- Bomba libre de aceite.
- Alta velocidad de flujo regulable.
- Dos (2) botellas de policarbonato de 4000 ml.
- Sistema de cierre hermético.
- Bajo Nivel de contaminación.

YX980D ◀

Especificaciones Tecnicas

Máximo vacío:	0.09 Mpa (-680mmHg)
Flujo de aire libre:	Mayor o igual a 80 L/min
Capacidad de las botellas:	4000 ml x 2
Intervalo de vacío ajustable:	0.02 a 0.09 Mpa (-150 a - 680 mmHg)
Nivel de ruido:	Menor o igual a 60 dB (a)
Entrada:	250 VA
Fuente de alimentación:	110 VAC / 60 Hz
Sistema de trabajo:	Operación continua con carga intermitente
Dimensiones:	490 mm (Largo) x 390 mm (Grosor) x 940 mm (Altura)
Peso neto:	29 kg

ACCESORIOS

Cánula de Succión para Cavidad Abdominal

Manguera de Succión

Filtro de Aire

Fusible

Pedal

Manual

