



# YX930D

Bomba Libre de Aceite.  
Alta Velocidad de Flujo.  
Bajo Nivel de Contaminación.  
2500 ml x 2 de capacidad.

## Especificaciones Técnicas

Máximo vacío:	Mayor o igual a - 0.09 Mpa (-680 mmHg)
Flujo de aire libre:	Mayor o igual a 40 L/min
Capacidad de las botellas:	2500 ml x 2
Intervalo de vacío ajustable	0.02 a - 0.09 Mpa (-150 a - 680 mmHg)
Nivel de ruido:	Menor o igual a 60 dB (a)
Potencia de entrada:	250 VA
Fuente de alimentación:	110 VAC / 60 Hz
Sistema de trabajo:	Operación continua con carga intermitente
Dimensiones:	465 mm (Largo) x 425 mm (Grosor) x 920 mm (Altura)
Peso neto:	22.5 kg

### Accesorios Incluidos:

Cánula de succión para cavidad abdominal, manguera de succión,  
 Filtro de aire, fusible, pedal, manual.